

Serie ATX-R / ATY-R

Balanzas analíticas de laboratorio modernizadas.

- Interface RS232C y conector USB de Serie.
- Configuración sencilla que permite cambiar libremente la velocidad de respuesta y la estabilidad.
- Selección de estabilidad de respuesta mientras se va pesando.
- Autocalibración perfecta PSC en modelos ATX.
- Modo formulación, comparador (pasa / no pasa), cuentapiezas. Normas GLP.
- Utilizando el ionizador STABLO (eliminador de electricidad estática) opcional aumenta la fiabilidad de la medición.
- Incorpora software para el cálculo de densidades, utilizando el kit opcional SMK.
- Verificables  Clase I



Kit de densidades
para pesada hidrostática



Conexión a PC

	Modelo	Nº Referencia	Capacidad (máx.)	Precisión (d)	Diám. plato (mm)	Calibración
	ATX-84R	321-80026-02	82 g	0,1 mg	ø91	Interna
	ATX-124R	321-80026-03	120 g	0,1 mg	ø91	Interna
	ATX-224R	321-80026-04	220 g	0,1 mg	ø91	Interna
	ATX-324R	321-80026-05	320 g	0,1 mg	ø91	Interna
	ATY-124R	321-80026-08	120 g	0,1 mg	ø91	Externa
	ATY-224R	321-80026-09	220 g	0,1 mg	ø91	Externa
	ATY-324R	321-80026-10	320 g	0,1 mg	ø91	Externa

ACCESORIOS OPCIONALES

Consultar los mismos accesorios en la página 18